

3M

Filtek™

**One
Bulk Fill Restorative**



**שחזורים
אסתטיים
בשכבה אחת**



שכבה אחת, אסתטיקה מירבית.


3M™ Filtek™ One
Bulk Fill Restorative



**שכבה אחת של חומר
בעומק של עד 5 מ"מ.**

**ללא צורך במכשור
עזר יקר או עבודה
בשכבות הגוזלת זמן.**

**כעת, ביצוע
שחזורים אחוריים
אסתטיים נעשה פשוט.**



פשוט עד כדי כך...




+



הקשיה במשך 10 שניות x 3
(occlusal, buccal, lingual)

שכבת Bulk Fill אחת
בעומק של עד 5 מ"מ



כיצד המדע של 3M מאפשר לך ביצוע שחזורי קומפוזיט בשכבה אחת ובאסתטיקה מירבית.



התאמה חכמה של יחס הניגודיות חדש!


הידעת?

יחס הניגודיות הינו מדד לטרנסלוצנטיות או לאופאקיות של החומר

אופאקיות גבוהה יותר ללא התפשרות על עומק ההקשייה

התקדמות נוספת בנו-טכנולוגיה מבית 3M™ מאפשרת כעת לשלב אופאקיות עם עומק הקשייה באופן אופטימלי יותר. לאחר הקשייה, 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative, אופאקי יותר מ-3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior Restorative ולפיכך אסתטי יותר.


יחס הניגודיות



* יחס הניגודיות מתייחס לממוצע כלל הגוונים. ככל שיחס הניגודיות גבוה יותר כך גם החומר אופאקי יותר.

נו-טכנולוגיה אמיתית מבית 3M


לעמידות טובה יותר לשחיקה ולליטוש קל ומהיר.



מונומרים חדשניים AUDMA ו-AFM

מפחיתים כיווץ ומתחי פולימריזציה על מנת לאפשר הנחה של החומר בשכבה אחת של עד 5 מ"מ

Addition-fragmentation monomer (AFM)



Aromatic urethane dimethacrylate (AUDMA)



מוצרים נוספים עבורך מהמותג שאתה בוטח בו

להליך פשוט ויעיל, מהשלב הראשון ועד האחרון.

Single Bond Universal Adhesive

Item #	Product Information
41266	Single Bond Universal Adhesive Refill: 1-5ml adhesive vial
41268	Single Bond Universal DCA Dual Cure Activator: 1-5ml vial

מאפשר לך להגיע לתוצאה בטוחה בשלב אחד האורך
35 שניות - וכל זה בבקבוק אחד בלבד.

חומר קישור אוניברסלי. מתאים לכל שיטות האדהזיה:
Self Etch, Total Etch, Selective Enamel Etch
מכיל סילין ו-MDP לקישור למתכות, זירקוניה וחרסינה.



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative

Refill	Syringe	Capsule
A1	4870A1	4871A1
A2	4870A2	4871A2
A3	4870A3	4871A3
B1	4870B1	4871B1
C2	4870C2	4871C2

קומפוזיט אסתטי לשחזור ישיר בשלב אחד,
ללא צורך בשכבת כיפוי, המאפשר מהלך עבודה קל ויעיל,
מבלי להתפשר על החוזק ועל האיכות.

CAPSULE SHADE REFILLS include: 20 - 0.2g capsules; Technique Guide; Instructions for Use.

SYRINGE SHADE REFILLS include: 1 - 4g syringe; Technique Guide; Instructions for Use.



Elipar™ Deep Cure LED Curing Light

Item #	Product Information
76975	Elipar DeepCure-S
76973	Elipar DeepCure-L

מנורת לד בעוצמה של 1470 MW/cm^2 המבטיחה הקשייה
עמוקה ואיכותית. בעלת אלומת אור עוצמתית ומקבילה,
לניצול מירב האנרגיה.



Sof-Lex™ Diamond Finishing and Polishing Wheels

Item #	Product Information
5090	Sof-Lex Pre-Polishing Spiral (Tan)
5091	Sof-Lex Diamond Polishing Spiral (Pink)
5092-IM	Sof-Lex Diamond Polishing System

ספירלות ליטוש רב-פעמיות, מכילות חלקיקי יהלום
ומייתרות את הצורך בשימוש במשחת ליטוש.



3M

3M ישראל

מדינת היהודים 91, ת.ד. 2042

א.ת. הרצליה פיתוח 4676673

טלפון: 09-9615000

פקס: 09-9615050

www.3m.com/il